

抗Mettl14モノクローナル抗体（Kd検証済み）、Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 - Q9Hce5

商品番号: CM0007364



前書き

ウサギモノクローナルMETTL14抗体（組換え免疫原、KD検証済み）、ヒト/マウス/ラット交差性。m6Aメチル化、概日リズム、幹細胞分化研究におけるWB、IHC-P、IP、ELISAに最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] METTL14 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	hMETTL14; [KD検証済み] METTL14
種	ヒト
GeneID	57721
免疫原	ヒトMETTL14のアミノ酸1-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_066012.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HCE5
タンパク質重量	52kDa
配送	アイスバック