


Anti-Mettl21C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5Vzv1

商品番号: CM0016448



前書き

ヒトMETTL21C（リシンメチルトランスフェラーゼ）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。メチル化および遺伝子制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	METTL21C Rabbit pAb
備考/別名	C13orf39; METTL21C
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	196541
遺伝子ID	196541
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMETTL21C (NP_001010977.1) のアミノ酸1-264に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q5VZV1
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋