

抗Mettl2Aポリクローナル抗体 If/Icc、Elisa用途 - Q96Iz6

商品番号: CM0015972

前書き

ヒトMETTL2A（tRNAメチルトランスフェラーゼ2A）に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示します。tRNA修飾研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL2A ウサギpAb
別名	METTL2; METTL2A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	339175
GeneID	339175
免疫原	ヒトMETTL2A (NP_859076.3) のアミノ酸139～378番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96Iz6
タンパク質分子量	44kDa
輸送方法	氷袋