

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用抗Mettl3ポリクローナル抗体 - Q86U44

商品番号: CM0021077



前書き

ヒトMETTL3（M6A；IME4；Spo8；MT-A70；hMETTL3）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピトランスクリプトミクス、m6Aメチル化、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL3 ウサギ pAb
備考／別名	M6A；IME4；Spo8；MT-A70；hMETTL3；METTL3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	56339
GeneID	56339
免疫原	ヒトMETTL3（NP_062826.2）のアミノ酸1～156に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86U44
タンパク質分子量	64kDa
配送	保冷バッグ