

Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Chip、Elisa用

抗Mettl3ウサギモノクローナル抗体 [Kd検証済み] - Q86U44

商品番号: CM0009223



前書き

METTL3 (N6-アデノシンメチルトランスフェラーゼ触媒サブユニット) を標的とする高性能な組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのMETTL3と反応します。エピトランスクリプトミクスおよびがん研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] METTL3ウサギmAb
備考/別名	M6A; IME4; Spo8; MT-A70; hMETTL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	56339
GeneID	56339
免疫原	ヒトMETTL3 (NP_062826.2) のアミノ酸1〜156に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ChIP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86U44
タンパク質分子量	64 kDa
輸送	保冷剤