

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Mettl4 ポリクローナル抗体 - Q8N3J2

商品番号: CM0027943

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのMETTL4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応。RNAおよびDNAメチル化に関与するN6-アデニンメチルトランスフェラーゼを標的とする。エピジェネティクスおよびミトコンドリア研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL4 ウサギ pAb
備考/別名	HsT661; METTL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64863
GeneID	64863
免疫原	組み換えタンパク質 ヒトMETTL4 (NP_073751.3)のアミノ酸1-190に対応する配列を含む組み換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N3J2
タンパク質分子量	54kDa
配送	保冷バッグ