

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Mettl7Aポリクローナル抗体 - Q9H8H3

商品番号: CM0030669

前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みのMETTL7Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。lncRNA修飾および脂質滴生物学に関与するチオールメチルトランスフェラーゼを標的とします。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL7A Rabbit pAb
備考/別名	AAMB; AAM-B; METTL7A
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25840
免疫原	ヒトMETTL7A (NP_054752.3) のアミノ酸30-244に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H8H3
タンパク質分子量	28kDa
配送	氷袋