

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Mettl7B ウサギポリクローナル抗体 - Q6Ux53

商品番号: CM0027927

前書き

ヒトMETTL7B (TMT1B) を標的とするウサギポリクローナル抗体です。チオールS-メチルトランスフェラーゼ。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性があります。肝代謝およびメチルトランスフェラーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL7B ウサギ pAb
備考/別名	ALDI; METTL7B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	196410
GeneID	196410
免疫原	組換えタンパク質（ヒトMETTL7B (NP_689850.2) のアミノ酸165-244に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6UX53
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ