

抗Mettl8ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q9H825

商品番号: CM0022542

前書き

ヒトMETTL8に特異的なウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット
と反応します。ミトコンドリアtRNA修飾および呼吸
鎖の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL8 Rabbit pAb
備考/別名	TIP; METTL8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79828
遺伝子ID	79828
免疫原	ヒトMETTL8の1-140アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001308089.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H825
タンパク質重量	33kDa
配送	アイスバッグ