

Anti-Mettl9 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q9H1A3

商品番号: CM0020403



前書き

ヒトMETTL9に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。タンパク質ヒスチジンメチル化およびHxHモチーフ標的の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	METTL9 Rabbit pAb
備考/別名	DREV; PAPI; DREV1; CGI-81; hMETTL9; METTL9
種	ヒト
GeneID	51108
免疫原	ヒトMETTL9の組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H1A3
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ