


抗メバロン酸キナーゼ (Mvk) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Elisa用) - Q03426

商品番号: CM0002180



前書き

ヒトメバロン酸キナーゼ (MVK、MK、LRBP) を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。コレステロール合成、ステロール代謝、および関連疾患経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MVK ウサギ mAb
備考/別名	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4598
遺伝子ID	4598
免疫原	ヒト MVK (Q03426) のアミノ酸297-396に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q03426
タンパク質分子量	42kDa
発送	保冷バッグ