

Wb、Elisa用抗Mex3Dポリクローナル抗体 - Q86Xn8

商品番号: CM0021563



前書き

ヒトRNA結合タンパク質MEX3Dを標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスとの交差反応性が確認されています。転写後調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MEX3D ウサギ pAb
備考/別名	MEX3; TINO; RKHD1; MEX-3D; RNF193; OK/SW-cl.4; MEX3D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	399664
GeneID	399664
免疫原	合成ペプチド ヒトMEX3D (NP_976049.3) のアミノ酸500～600領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q86XN8
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	氷袋