

Wb、Elisa用抗Mfap5ウサギポリクローナル抗体 - Q13361

商品番号: CM0022036

前書き

ヒト微小線維関連タンパク質5（MFAP5）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。造血、心血管の完全性、エラスチン関連微小線維の研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MFAP5 Rabbit pAb
備考／別名	AAT9; MP25; MAGP2; MAGP-2; MFAP-5; MFAP5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8076
GeneID	8076
免疫原	ヒトMFAP5のアミノ酸73～173に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（NP_003471.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13361
タンパク質分子量	20kDa
配送	保冷バッグ