

Wb、If/Icc、Elisa用抗Mfg-E8モノクローナル抗体 - Q08431

商品番号: CM0010273

前書き

MFG-

E8ウサギmAbは、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。アポトーシス細胞除去、血管新生、粘膜治癒に参与する乳脂肪球EGF因子8であるラクタデリン（Q08431）を標的とします。癌および受精研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MFG-E8 ウサギmAb
別名	BA46; HMFg; MFGM; SED1; hP47; EDIL1; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4240
GeneID	4240
免疫原	ヒトMFG-E8 (NP_005919.2) のアミノ酸231～387に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08431
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	氷袋