

Anti-Mfge8 ウサギポリクローナル抗体、Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応 - Q08431

商品番号: CM0017758

前書き

MFGE8

ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシス、血管新生、粘膜治癒、配偶子相互作用の研究に。免疫原：アミノ酸1-200番領域；推定分子量~43 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MFGE8 Rabbit pAb
別名	BA46; HMFG; MFGM; SED1; hP47; EDILI; MFG-E8; SPAG10; OAcGD3S; HsT19888; MFGE8
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4240
遺伝子ID	4240
免疫原	ヒトMFGE8 (NP_005919.2) のアミノ酸1-200番領域に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08431
タンパク質分子量	43 kDa
発送方法	保冷剤