

抗Mfi2（メラノトランスフェリン）ウサギモノクローナル抗体 For Wb, Fc, Elisa - P08582

商品番号: CM0004549



前書き

ヒトメラノトランスフェリン（MFI2/CD228）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、FC、ELISAに適しています。ラットとの交差反応性あり。鉄代謝およびメラノーマ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MFI2 ウサギ mAb
備考/別名	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4241
GeneID	4241
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMFI2（NP_005920.2）のアミノ酸20-708に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P08582
タンパク質分子量	32kDa/80kDa
配送	保冷バッグ