

Anti-Mfi2 (メラノトランスフェリン) ウサギポリクローナル抗体 (Wb、If/Icc、Elisa用) - P08582

商品番号: CM0027107



前書き

ヒトMFI2 (メラノトランスフェリン、CD228) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。鉄輸送およびメラノーマ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MFI2 ウサギ pAb
備考/別名	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4241
GeneID	4241
免疫原	ヒトMFI2 (NP_201573.1) のアミノ酸20-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08582
タンパク質分子量	80kDa
輸送	保冷バッグ