


Wb、Elisa用Anti-Mfsd2Aポリクローナル抗体 - Q8Na29

商品番号: CM0020407



前書き

ヒトMFSD2Aに対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。血液脳関門（BBB）および脂質輸送の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MFSD2A Rabbit pAb
備考/別名	NLS1; MFSD2; MCPH15; SLC59A1; HsMFSD2A; NEDMISBA; MFSD2A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84879
GeneID	84879
免疫原	ヒトMFSD2A (NP_001129965.1) のアミノ酸464-543領域の配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NA29
タンパク質分子量	60 kDa
配送	アイスバッグ