


Wb、Elisa用抗Mfsd2Aウサギポリクローナル抗体 - Q9Da75

商品番号: CM0019484



前書き

血液脳関門機能およびDHA輸送に不可欠なナトリウム依存性リゾホスファチジルコリン共輸送体であるMfsd2a（NLS1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるWBおよびELISAで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Mfsd2aウサギポリクローナル抗体
備考／別名	NLS1; Mfsd2; 1700018018Rik; Mfsd2a
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	84879
遺伝子ID	76574
免疫原	マウスMfsd2a（NP_083938.2）のアミノ酸170～245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9DA75
タンパク質分子量	59kDa
輸送	保冷バッグ