


Wb、Elisa用 Anti-Mgam ポリクローナル抗体 - O43451

商品番号: CM0021730



前書き

ヒトマルターゼ・グルコアミラーゼ（MGAM）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。標的はデンプン消化に関与する312 kDaの刷子縁酵素。腸管研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGAM ウサギ pAb
備考/別名	MG; MGA; MGAM
種	ヒト
遺伝子ID	8972
免疫原	ヒトMGAM（NP_004659.2）のアミノ酸860-1090に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43451
タンパク質分子量	312kDa
発送	保冷バッグ