

Wb、Elisa用抗Mgat1ポリクローナル抗体 - P26572

商品番号: CM0014554

前書き

MGAT1 (GNT-I) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISA用途に最適です。ヒトおよびラット試料との交差反応性を示します。N型糖鎖の生合成およびゴルジ体機能の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGAT1ウサギpAb
備考／別名	GnTI; MGAT; GLCT1; GLYT1; GNT-1; GNT-I; GLCNAC-TI; MGAT1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	4245
GeneID	4245
免疫原	ヒトMGAT1 (NP_002397.2) のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P26572
タンパク質分子量	51kDa
配送方法	アイスバッグ