

## 抗Mgat2ウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q10469

商品番号: CM0026843



### 前書き

タンパク質のN-グリコシル化に不可欠なヒトMGAT2（GlcNAc-T II）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWBおよびELISAで検証済み。糖鎖生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | MGAT2 ウサギポリクローナル抗体                                     |
| 備考/別名      | GNT2; CDG2A; CDGS2; GNT-II; GLCNACTII; MGAT2           |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4247                                                   |
| 遺伝子ID      | 4247                                                   |
| 免疫原        | ヒトMGAT2 (NP_002399.1) のアミノ酸178-447に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション   | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性      | ヒト, マウス, ラット                                           |
| SWISS      | Q10469                                                 |
| タンパク質重量    | 52kDa                                                  |
| 配送         | アイスパック                                                 |