

Wb、Elisa用抗Mgat3モノクローナル抗体 - Q09327

商品番号: CM0006714

前書き

ヒトMGAT3（GNT-III）に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。糖タンパク質生合成およびN-グリカン分岐研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGAT3ウサギmAb
備考／別名	GNT3 ; GNT-III ; MGAT3
種	ヒト
遺伝子ID	4248
免疫原	合成ペプチド ヒトMGAT3（NP_002400.3）のアミノ酸381〜480内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q09327
タンパク質分子量	61kDa
配送	保冷バッグ