

WbおよびElisa用抗Mgat3ポリクローナル抗体 - Q09327

商品番号: CM0027264

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証された、ヒトMGAT3 (GNT-III) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のMGAT3を検出します。N-グリカン生合成および細胞接着調節に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGAT3 Rabbit pAb
備考/別名	GNT3; GNT-III; MGAT3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4248
免疫原	ヒトMGAT3 (NP_002400.3) のアミノ酸364-533に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q09327
タンパク質分子量	61kDa
配送	氷袋