

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mgea5ポリクローナル抗体 - O60502

商品番号: CM0029644



前書き

ヒトMGEA5/OGAを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。O-GlcNAc化および関連疾患の研究に適しています。診断および研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGEA5 Rabbit pAb
備考/別名	MEA5; MGEA5; NCOAT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10724
遺伝子ID	10724
免疫原	ヒトMGEA5 (NP_001135906.1) のアミノ酸380-580に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60502
タンパク質分子量	103kDa
配送	アイスパック