

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Mgea5/Oga モノクローナル抗体 - O60502

商品番号: CM0005046



前書き

WB、IHC-P、ELISA用にバリデート済みのAnti-MGEA5/OGAモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。O-GlcNAcase研究および体外診断用医薬品（IVD）アッセイ開発に最適。CamelBioの包括的IVD原材料供給プラットフォームにより提供。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KDバリデート済み] MGEA5/OGA ウサギmAb
備考/別名	MEA5; MGEA5; NCOAT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10724
遺伝子ID	10724
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトMGEA5/OGA (NP_036347.1) のアミノ酸433-633に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60502
タンパク質分子量	103 kDa
発送	保冷剤