

Wb、Ihc、If、Elisa用 抗Mgl1 (Mag1) ウサギモノクローナル抗体 - Q99685

商品番号: CM0006942



前書き

ヒトMGLL (MAGL, HU-K5)

を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。W
B、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反
応性あり。脂質代謝およびエンドカンナビノイドシグ
ナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGLL ウサギ mAb
備考/別名	MGL, HUK5, MAGL, HU-K5, MGLL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11343
免疫原	ヒトMGLLのアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q99685
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷バッグ