

Anti-Mgll Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q99685

商品番号: CM0029800



前書き

MGLLを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。エンドカンナビノイドシグナル伝達、脂質代謝、およびがんにおけるモノグリセリドリパーゼの機能を解明します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGLL Rabbit pAb
備考/別名	MGL; HUK5; MAGL; HU-K5; MGLL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11343
免疫原	ヒトMGLL (NP_009214.1) のアミノ酸11-313に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99685
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ