


Wb、Elisa用抗Mgmtラビットモノクローナル抗体 - P16455

商品番号: CM0002305



前書き

MGMT Rabbit mAbは、ヒトO-6-メチルグアニン-DNAメチルトランスフェラーゼに対する特異的なラビットモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAにて検証済みです。DNA修復およびアルキル化損傷の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGMT Rabbit mAb
備考/別名	MGMT; O-6-methylguanine-DNA methyltransferase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4255
GeneID	4255
免疫原	ヒトMGMT (NP_002403.3) のアミノ酸108-207領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16455
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋