


抗Mgmtウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P16455

商品番号: CM0007160



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のMGMTウサギmAb。DNA修復酵素であるヒトO-6-

メチルグアニンDNAメチルトランスフェラーゼを認識します。がん研究および薬剤耐性研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGMT ウサギmAb
備考・別名	MGMT; O-6-methylguanine-DNA methyltransferase
対象種	ヒト
遺伝子ID	4255
免疫原	ヒトMGMT（NP_002403.3）のアミノ酸107～207番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P16455
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	氷袋梱包