


Wb、Elisa用 抗Mgmtウサギポリクローナル抗体 - P16455

商品番号: CM0017105



前書き

WBおよびELISAに適した抗MGMTウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのMGMTを検出。DNA修復および薬剤耐性メカニズム研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGMT ウサギ pAb
備考/別名	MGMT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4255
遺伝子ID	4255
免疫原	ヒトMGMT (NP_002403.2) のアミノ酸1-207に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16455
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ