

Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用抗Mgpウサギポリクローナル抗体 - P08493

商品番号: CM0027027



前書き

骨形成の阻害因子であるマトリックスGlaタンパク質（MGP）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。骨生物学および石灰化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGP Rabbit pAb
備考/別名	NTI; GIG36; MGLAP; MGP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4256
GeneID	4256
免疫原	ヒトMGP (NP_000891.2) のアミノ酸20-103に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08493
タンパク質分子量	12kDa
配送	氷袋