

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mgrn1 ポリクローナル抗体 - O60291

商品番号: CM0024028

前書き

ヒトMGRN1 (E3ユビキチン-タンパク質リガーゼ) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/IC C、ELISA用。マウスおよびラットとの交差反応性を検証済み。エンドソーム輸送およびユビキチン化研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MGRN1 ウサギ pAb
備考/別名	RNF156; MGRN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23295
GeneID	23295
免疫原	ヒトMGRN1 (O60291) のアミノ酸1-538に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O60291
タンパク質分子量	61kDa
配送	保冷バッグ