


Fc、Elisa用抗MhcクラスII (I-A/I-E) モノクローナル抗体 - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

商品番号: CM0011494



前書き

マウスMHCクラスII (I-A/I-E)

分子を標的とするラットモノクローナル抗体。フローサイトメトリーおよびELISAで検証済みです。マウスに反応し、適応免疫研究に不可欠な複数の遺伝子ターゲットを網羅しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MHC Class II (I-A/I-E) Rat mAb
備考/別名	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
種	マウス
遺伝子ID	14969/14961/381091/14960
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
タンパク質分子量	26kDa/30kDa/32kDa
配送	アイスバッグ