


フローサイトメトリー用 抗MhcクラスII (I-A/I-E) モノクローナル抗体 - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

商品番号: CM0011387



前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みの結合ラット抗マウスMHCクラスII (I-A/I-E) モノクローナル抗体。マウスI-AおよびI-Eアロ抗原を認識します。免疫表現型解析および免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウスMHCクラスII (I-A/I-E) mAb
備考／別名	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
種	マウス
遺伝子ID	14969/14961/381091/14960
免疫原	マウスMHCクラスII (I-A/I-E) の組換えタンパク質
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
タンパク質重量	30kDa/32kDa/26kDa
輸送	保冷バッグ