


Wb、Elisa用 抗Mib1/Dip1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q86Yt6

商品番号: CM0025234



前書き

WB、ELISA用に検証済みのウサギ抗MIB1/DIP1ポリクローナル抗体。マウス、ラットと交差反応性あり。ノッチ経路、アポトーシス、繊毛形成におけるE3ユビキチンリガーゼを標的。110 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	MIB1/DIP1 ウサギ pAb
備考/別名	MIB; DIP1; ZZZ6; DIP-1; LVNC7; ZZANK2; MIB1/DIP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57534
遺伝子ID	57534
免疫原	ヒトMIB1/DIP1 (NP_065825.1) のアミノ酸560-860に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86YT6
タンパク質分子量	110kDa
発送	氷袋