

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Mib2 ラビットポリクローナル抗体 - Q96Ax9

商品番号: CM0019274

前書き

ノッチシグナリングにおけるE3ユビキチンリガーゼであるヒトMIB2を標的とするラビットポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ユビキチン化経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIB2 Rabbit pAb
備考/別名	ZZZ5; ZZANK1; MIB2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	142678
GeneID	142678
免疫原	ヒトMIB2 (NP_001164158.1) のアミノ酸300-580に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96AX9
タンパク質分子量	104kDa
配送	氷袋