

Wb、Elisa用 抗Micaウサギポリクローナル抗体 - Q29983

商品番号: CM0013609



前書き

ヒトMICA (MIC-A, PERB11.1)に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。MICAはNKG2Dに対するストレス誘導性リガンドであり、免疫監視に関与。ヒトおよびマウスとの交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MICA ウサギ pAb
備考/別名	MIC-A; PERB11.1; MICA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	100507436
GeneID	100507436
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q29983
タンパク質分子量	43kDa
発送	保冷バッグ