


抗Micu1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bpx6

商品番号: CM0021743



前書き

高親和性の抗MICU1ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに対応。ヒト、マウス、ラットのMICU1（Q9BPX6）と反応します。ミトコンドリアのカルシウムシグナル伝達およびMCU複合体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MICU1 Rabbit pAb
別名	CALC; EFHA3; MPXPS; CBARA1; ara CALC; MICU1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	10367
GeneID	10367
免疫原	ヒトMICU1 (NP_001182447.1)のアミノ酸105-255に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BPX6
タンパク質分子量	54kDa
発送	氷袋