


Anti-Micu2 ウサギポリクローナル抗体（Wb & Elisa用） - Q8Iyu8

商品番号: CM0013553



前書き

ヒトMICU2

(EFHA1)、ミトコンドリアカルシウム取り込み調節因子を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。カルシウムシグナル伝達およびミトコンドリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MICU2 Rabbit pAb
備考/別名	EFHA1; I110008L20Rik; MICU2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	221154
GeneID	221154
免疫原	合成ペプチド。ヒトMICU2 (NP_689939.1) のアミノ酸200-300内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IYU8
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ