


抗ミッドカイン（Mdk）ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P21741

商品番号: CM0018693



前書き

ヒトミッドカイン（MDK）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。サイトカイン、増殖因子、炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MDK Rabbit pAb
別名	MK; ARAP; NEGF2; MDK
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	4192
GeneID	4192
免疫原	ヒトMDK（NP_001012333.1）のアミノ酸23～143番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21741
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤