

Anti-Mief1 Rabbit Polyclonal Antibody (Mid51) For Wb And Elisa - Q9Nqg6

商品番号: CM0015003



前書き

MIEF1 Rabbit pAbは、ヒトMIEF1 (MID51)を免疫原としてウサギで作製したポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット (WB) およびELISAで検証済みです。ヒトおよびラット種と反応します。MIEF1は分裂/融合を調節するミトコンドリア外膜タンパク質であり、本抗体はミトコンドリアダイダイナミクス研究に最適です。

詳細を学ぶ

パラメータ	値
製品名	MIEF1 Rabbit pAb
備考/別名	MID51, L0R8F8, SMCR7L, AltMIEF1, HSU79252, MIEF1-MP, dJ1104E15.3, MIEF1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54471
免疫原	ヒトMIEF1 (NP_061881.2) のアミノ酸40-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q9NQG6
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ