

抗Mien1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Brt3

商品番号: CM0023206



前書き

ヒトMIEN1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しています。MIEN1は細胞遊走とアポトーシスに関与し、乳がんや前立腺がんで過剰発現することが知られています。がん研究に最適な製品です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIEN1 Rabbit pAb
備考／別名	C35, ORB3, XTP4, RDX12, C17orf37, MIEN1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	84299
GeneID	84299
免疫原	ヒトMIEN1（NP_115715.3）のアミノ酸1-115番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BRT3
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	保冷剤