

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Mier1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8N108

商品番号: CM0020109

前書き

ヒトMIER1に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。クロマチンサイレンシングに関与する転写抑制因子であるヒトおよびマウスMIER1を認識。がん研究や遺伝子制御研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIER1 ウサギ pAb
備考/別名	ER1; MI-ER1; MIER1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57708
GeneID	57708
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8N108
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ