


Wb、If/Icc、Elisa用抗Mifポリクローナル抗体 - P14174

商品番号: CM0013918



前書き

ヒトMIF（マクロファージ遊走阻止因子）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。自然免疫および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIFウサギpAb
備考／別名	GIF ; GLIF ; MMIF ; MIF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4282
遺伝子ID	4282
免疫原	ヒトMIF (NP_002406.1) のアミノ酸1～115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14174
タンパク質分子量	12kDa
配送	アイスバッグ