

Anti-Miip Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5Jxc2

商品番号: CM0018256

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用ヒトMIIP（IIP45）に対するウサギポリクローナル抗体。ラットと交差反応します。がん細胞の浸潤および移動の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	MIIP Rabbit pAb
備考/別名	IIP45; MIIP
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	60672
免疫原	ヒトMIIP (NP_068752.2) のアミノ酸279-388に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q5JXC2
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋