

抗ミネラルコルチコイド受容体（Nr3C2）ウサギPab - P08235

商品番号: CM0029293



前書き

ヒトミネラルコルチコイド受容体（NR3C2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ミネラルコルチコイドシグナリングおよび高血圧研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ミネラルコルチコイド受容体（NR3C2）ウサギpAb
備考/別名	MR; MCR; MLR; NR3C2VIT; Mineralocorticoid receptor (NR3C2)
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4306
遺伝子ID	4306
免疫原	ヒトミネラルコルチコイド受容体（NR3C2）（NP_000892.2）のアミノ酸450-600に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08235
タンパク質分子量	107kDa
輸送	保冷バッグ