


Wb、Elisa用 Anti-Mios (Mio, Sea4, Yulink) ポリクローナル抗体 - Q9Nxc5

商品番号: CM0023587



前書き

mTORシグナル伝達経路におけるGATOR2複合体構成要素であるMIOS (MIO, Sea4, Yulink)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。癌および神経生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIOS ウサギ pAb
備考/別名	MIO; Sea4; Yulink; MIOS
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54468
GeneID	54468
免疫原	ヒトMIOS (NP_061878.3) のアミノ酸556-875に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NXC5
タンパク質分子量	99kDa
発送	保冷バッグ