


Wb、If-P、Elisa用抗Mioxポリクローナル抗体 - Q9Ugb7

商品番号: CM0013233



前書き

ヒトMIOX（イノシトールオキシゲナーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。腎臓特異的酸化還元酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIOX Rabbit pAb
備考/別名	ALDRL6; MIOX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55586
GeneID	55586
免疫原	ヒトMIOX (NP_060054.4) のアミノ酸1-285に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9UGB7
タンパク質分子量	33kDa
配送	アيسバッグ