

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Mipポリクローナル抗体 - P30301

商品番号: CM0029022

前書き

ヒトMIP（アクアポリン-0）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。水晶体の水分恒常性および接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	MIP Rabbit pAb
備考/別名	AQP0; LIM1; MP26; MIP26; CTRCT15; MIP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4284
GeneID	4284
免疫原	合成ペプチド ヒトMIP (NP_036196.1) のアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30301
タンパク質分子量	28kDa
配送	アイスバッグ